

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(назва предмета закупівлі)

Назва предмета закупівлі	Лабораторні реактиви
Код ДК 021:2015	33690000-3 Лікарські засоби різні
Місце надання послуг / виконання робіт	51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 40.
Строк надання послуг / виконання робіт	до 31.12. 2023 року включно

Таблиця 1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
Закупівлі

№ з/п	Найменування	Код НК 024-2019	Медико-технічні вимоги	Од. вим.	Кількість
1	S-S-агар	58662-Агар для Salmonella / Shigella spp. живильне середовище ІВД	S-S-агар, маєтсья на увазі Shigella-Salmonella агар. Поживне середовище являє собою закордонний аналог "Бактоагару Плоскірева". Відмінність полягає в сильнішому, іноді повному, інгібуванні супутньої мікрофлори. Крім того в SS-агарі не використовується йод. Селективними агентами при цьому виступають жовч, діамантовий зелений, тіосульфат. Поживне середовище також дозволяє виявити ферментацію лактози за почервонінням колоній та продукування сірководню за почорнінням.	кг	2,00
2	Фарбник по Романовському (1000 мл/флак)	44946-Фарбування за Романовським IVD, набір	Фарбник по Романовському являє собою розчин сухого фарбника азур-еозину і поставляється у флаконах по 1 л та може комплектуватись на замовлення фосфатним буфером для розведення фарби	флак	1,00

3	Агар Ендо	58592 - Агар з дезоксихолатом живильне середовище ІВД	Середовище Ендо використовується для виділення та диференціації ентеробактерій за здатністю ферментувати лактозу. Механізм дії середовища базується на здатності фуксину утворювати безбарвний комплекс з сульфітом. Бактерії, які ростуть на середовищі, поділяють на дві групи. Ті бактерії, що не ферментують лактозу, ростуть у вигляді безбарвних колоній. Лактозоферментуючі бактерії утворюють альдегіди. В свою чергу, альдегіди зв'язують сульфід та звільняють фуксин, що надає колоніям червоного кольору, іноді з металевим блиском. Середовище перед використанням не стерилізуються. Посів проводять поверхневим методом, культивування ведеться при 37°C, результат оцінюють через 18-24 год.	кг	1,00
4	Середовище Олькеницького	586920-Трьюхцукровий залозистий агар для дифенціації Enterobacteriaceae ІВД	Середовище Олькеницького, також відоме, як три-цукровий агар з сечовиною. Стерильне розплавлене середовище розливають у пробірки так, щоб при застиганні утворився заповнений "стовбчик" та "косяк" контактуючий з повітрям. Колір готового середовища червоний або помаранчевий. Посів культури проводиться проколюванням середовища мікробіологічною петлею до самого дна пробірки.	кг	2,25
5	Набір реагентів для РМП RPR-01	32450 Nontreponemal, комплект	Антиген кардіоліпіновий призначен для діагностики сифілісу за допомогою реакції мікропреципітації. Склад: Кардіоліпіновий антиген, Холін-хлорид 70%. Позитивний контроль4+	шт	1,00
6	Вісмут-сульфід агар	58545 - Агар з сульфитом вісмуту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД	Вісмут-сульфід агар використовують для селективного виділення та диференціації сальмонели. Склад середовища спричиняє пригнічення росту сторонньої мікрофлори, а колонії які виросли мають зеленкувато-коричневий колір. При цьому стимулюється ріст сальмонел, а їх здатність до відновлення вісмуту дозволяє визначити їх за почорнінням колоній та середовища під ними. Посів здійснюється поверхневим методом, інкубація проводиться при 37°C протягом 48 годин.	кг	2,00

7	Гама-ГлутамілТрансфераза-кін.СпЛ (Гама-ГТ-кін.СпЛ) 100	53030 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, реагент	Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 8.6 - 100 ммоль/л; гліцилгліцин -100 ммоль/л. 2. Реагент 2. Субстрат: L-γ-глутаміл-3-карбокси-4-нітроанлід - 3 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 3 Од/л до 250 Од/л. 2. Чутливість не менш 2 Од/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.	паков	5,00
8	Гемоглобін СпЛ 400	32430-Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом	Склад набору 1. Реагент 1. Трансформуючий реагент - натрій вуглекислий кислий – 1 g(г), калій заліzosиньородистий – 0,2 g(г). 2. Реагент 2. Ацетонціангідрін. 3. Стандарт. Розчин гемоглобінціаніду – 150 g/l (г/л). 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 10 - 200 g/l (г/л). Відхилення від лінійності не перевищує 2%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість – не менш 5 g/l (г/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 2%	паков	2,00
9	Забарвлення за Грамом	42709 «Набір для фарбування за Грамом, IVD»	Набір призначений для диференціації бактерій в залежності від їх складу клітинної стінки.	набір	1,00
10	Магнієве середовище	58662-Агар для Salmonella / Shigella spp. живильне середовище IVD	Магнієве середовище використовують для накопичення сальмонел, завдяки їх здатності розвиватись у присутності магнію хлористого у відносно високих концентраціях. Протягом культивування (37°C, 24 години) кількість життєздатних клітин стороною мікрофлори різко зменшується, а сальмонел відповідно збільшується. Інгібіторами середовища є магній хлористий та малахітовий зелений.	кг	0,25
11	Імерсійна рідина для мікроскопії	43550-Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD	Склад 1. Імерсійна рідина для мікроскопії 1 фл - 100 ml (мл). 2. Інструкція з використання. 3. Паспор	флак	2,00
12	Натрій хлористий		Являє собою білі кристали	кг	2,00

13	Поживний агар	58649-Поживний агар живильне середовище ІВД	Поживний агар - це базове щільне поживне середовище, яке комплексно забезпечує ріст більшості бактерій. Воно використовується для діагностики зразків на присутні бактерії, для виділення окремих штамів та для різноманітних лабораторних досліджень. В складі відсутні інгібітори, а пептон та екстракт забезпечують мікроорганізми поживними речовинами для нарощування біомаси, виділення пігментів та інших характерних продуктів	кг	0,50
14	Скарифікатор Steel Гранум L (200 шт/пак)	61579-Скарифікатор неавтоматичний, одноразового використання	Скарифікатор призначений для проколу пальця під час забору капілярної крові. Має центральне розташування спису. Стерильний, індивідуально упакований, одноразового застосування. Розмір: 40x5,3x0,2 мм. Матеріал: нержавіюча сталь 1Cr17 Гострота кінчику: $\leq 0,8$ N Поверхня повинна бути гладкою, без плям та зачіпок. Упаковка: 200 шт	пак в	4,00
15	Смужки індикаторні Глюкотест №100	54518 - Глюкоза сечі ІВД, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	Тест-смужки для визначення вмісту глюкози у сечі. Упаковка 100шт	пак	4,00

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення та номер офіційного видання з питань державних закупівель, де оприлюднене це оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням

Технічна специфікація, складена учасником згідно з Таблицею 1

форма цінової пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірена печаткою (у разі наявності).

№ з/п	Найменування	Од.виміру	Кількість одиниць	Ціна з/без ПДВ	Сума, грн., з/без ПДВ

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.