

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі**

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(назва предмета закупівлі)

Назва предмета закупівлі	Лабораторні реактиви
Код ДК 021:2015	33690000-3 Лікарські засоби різні
Місце надання послуг / виконання робіт	51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 40.
Строк надання послуг / виконання робіт	до 31.12. 2023 року включно

Таблиця 1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
Закупівлі

№ п/п	Найменування			Одини ця виміру	Кількі сть
----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------

1	Гама-ГлутамілТрансфераза-кін.СпЛ (Гама-ГТ-кін.СпЛ) 100	53027 -Гама-глутамілтрансфераза (ГТТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	Склад набору:1. Реагент 1. Буфер: трис рН 8.6 - 100 mmol/l (ммоль/л); гліцилгліцин -100 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: L-γ-глутаміл-3-карбокси-4-нітроанілід - 3 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт. Аналітичні характеристики:1. Лінійність вимірювального діапазону: 3 - 250 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 2 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.	паков	6
2	Комбінований тест на наркотики №10, W2010-P	46994 – множинні наркотики	Тестовий планшет (панель) - процедура проведення аналізу методом занурення; - призначені для якісного визначення амфетаміну, марихуани, морфіну, метамфітаміну барбітуратів, бензодіазепіну, кокаїну, фенциклідину, метадрону, екстазі та їх основних метаболітів в зразках сечі людини; -надаються в індивідуальній упаковці; чутливість: Амфетамін-500 нг/мл Марихуана – 50 нг/мл Морфін – 300 нг/мл Метамфетамін – 500 нг/мл Барбітурати - 300 нг/мл Бензодіазепін - 300 нг/мл Кокаїн – 300 нг/мл Фенциклідин - 25 нг/мл Метадрон – 300 нг/мл Екстазі - 500 нг/мл - швидкість аналізу 5 хвилин Зберігання і стабільність 1.Зберігати при температурі 2°C~30 °C у закритій упаковці до закінчення терміну придатності. 2. Бажано використати тест протягом 1 години після відкриття первинного пакування. 3. Використовуйте тест при вологості від 20% до 90% і температурі від 10°C до 30 °C. 4. Термін придатності тесту становить 24 місяці від дати виготовлення. 5. Зберігати у місці, захищеному від дії сонячного світла, вологи та високої температури. 6. Не заморожувати.	шт	1000

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення та номер офіційного видання з питань державних закупівель, де оприлюднене це оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням

Форма цінової пропозиції

(технічна специфікація, складена учасником згідно з Таблицею 1)

форма цінової пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірена печаткою (у разі наявності).

№ з/п	Найменування	Од.виміру	Кількість одиниць	Ціна з/без ПДВ	Сума, грн., з/без ПДВ

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.